



Guía de Uso y Ajuste: Silla de Ruedas Animal Fix



Felicidades por adquirir la solución de movilidad Animal Fix. Este dispositivo ha sido diseñado con ingeniería de precisión para devolverle la autonomía a tu mascota. Sigue estos pasos para un montaje seguro y cómodo.

1. Ajuste Dimensional

Antes de colocar a la mascota, debemos adaptar la estructura al cuerpo del perro. Nuestra silla es totalmente regulable en tres ejes:

Altura: Ajusta la distancia del suelo al dorso.

Ancho: Ajusta el espacio entre las barras laterales para que no presionen las costillas.

Largo: Ajusta la extensión según la longitud de la columna.

Para realizar estos cambios, localiza los pines de seguridad en el chasis. Presiona el pin, desliza la barra hasta la medida deseada y asegúrate de que el pin "haga clic" al salir por el nuevo orificio. Ambos lados deben quedar a la misma medida para evitar volcamientos.



2. Preparación del Paciente

Para colocar la silla, se recomienda que el perro esté en una superficie antideslizante. Si el perro tiene movilidad nula, es ideal contar con la ayuda de otra persona.

Levantamiento: Sujeta al perro suavemente por el tórax y la pelvis.

Posicionamiento: Eleva a la mascota e introduce sus miembros posteriores por los agujeros del arnés trasero (soporte pélvico).

Miembros Anteriores: Desliza el cuerpo hacia adelante hasta que los miembros anteriores queden dentro de los orificios del arnés frontal.

3. Configuración del Sistema de Pedales

Si su silla incluye el módulo de rehabilitación por pedaleo, siga estos pasos críticos de ingeniería para evitar lesiones:

Ajuste de las Patas: Introduzca cada miembro posterior en su pedal correspondiente. Asegure la patita de forma que quede firme pero sin comprometer la circulación.

Alineación Biomecánica: Verifique que la flexión de la rodilla y el tarso sea natural. El pedal debe sostener la pata en una posición anatómica neutra.

Prueba de Giro: Levante levemente la parte trasera de la silla y gire las ruedas con la mano.

Verificación: El pedal debe girar sin dificultad y con un movimiento fluido.

Estabilidad: La patita del perro debe permanecer en el pedal durante todo el ciclo de rotación (360°). Si se sale, ajuste la tensión de los soportes del pedal.



4. Ajuste de Seguridad

Una vez el perro esté dentro de la estructura, es vital asegurar los puntos de anclaje:

Arnés Anterior: Ajusta las correas del pecho. No deben quedar excesivamente apretadas (debe caber un dedo entre la correa y la piel) ni muy sueltas, para evitar que el perro se deslice hacia afuera.

Nivelación: Verifica que la columna del perro quede paralela al suelo. Si la parte trasera está más alta que la delantera, ajusta la altura de las ruedas mediante los pines.



5. Recomendaciones

Periodo de Adaptación: Comienza con sesiones de 10 a 15 minutos dentro de casa. Premia a tu mascota para que asocie la silla con una experiencia positiva. Ayúdale con premios para facilitar su experiencia.

Supervisión: Nunca dejes a tu mascota sola en la silla. Recuerda que no pueden echarse a descansar mientras están enganchados al chasis.

Mantenimiento: Limpia las ruedas de pelos o suciedad y verifica que los pines de seguridad estén siempre firmes antes de cada uso.

Seguridad: Verifica que las patas traseras del perro (si tienen parálisis total) no arrastren por el suelo. Si es necesario, utiliza los estribos protectores que vienen con la silla para elevar los pies y evitar heridas por roce.